

STOMA OIL

INSTRUCTIONS FOR USE:

Stoma oil is a colourless neutral oil used for the lubrication of tracheal cannulas.

Please apply the stoma oil sparingly and spread a few drops carefully over the outer cannula. Under no circumstances use a dripping wet cannula!

In order to prevent bacterial contamination, hygienic precaution is necessary when using the product. Before applying the stoma oil, please wash your hands thoroughly (or use surgical gloves). Furthermore, only use a clean and non-fuzzing wipe for applying the oil to the cannula. Do not touch the bottle opening with your fingers!

Stoma oil should only be used by one single patient.

Attention!

Do not apply the stoma oil directly to the tracheostoma!

Lubricating the cannula with stoma oil facilitates its insertion and makes it more comfortable to wear. The dosage bottle allows for a well-dosed, targeted application of the stoma oil.

Please make sure not to use the oil after the "use by" date (see bottom of bottle) has expired. After the first opening of the bottle, the stoma oil can be used for up to 30 days.

Stoma oil can be used for silver and for plastic cannulas. Before using the stoma oil, please make sure to observe the cannula manufacturer's instructions for care and maintenance of your individual cannula.

Stoma oil is also available in single dosages of 4 ml, in form of an Optifluid® stoma oil wipe.

The use of this product variant is recommended when travelling and for clinics and public institutions.

Ingredients:

Various triglycerides (neutral fats)

Content: 100 ml

ANDREAS FAHL

MEDIZINTECHNIK-VERTRIEB GMBH

August-Horch-Straße 4a · D-51149 Köln · Phone +49(0)22 03/29 80-0
Fax +49(0)22 03/29 80-100 · Germany · mail vertrieb@fahl.de · www.fahl.de

REF

31500



0482

STOMAÖL

GEBRAUCHSHINWEISE:

Stomaöl ist ein farbloses Neutralöl und zur Verwendung als Gleitmittel für Trachealkanülen geeignet.

Verreiben Sie vorsichtig einige Tropfen des Stomaöls auf dem Außenrohr der Trachealkanüle. Das Stomaöl dabei äußerst sparsam anwenden. Keinesfalls größere Mengen aufbringen oder die Kanüle gar tropfend naß einsetzen!

Um eine Verkeimung des Produkts zu verhindern, sollte auf eine hygienische Verwendung geachtet werden. Vor der Anwendung sind die Hände gründlich zu waschen (ggfs. saubere Einmalhandschuhe anziehen) und es darf ausschließlich ein sauberes und fusselfreies Vliestuch zur Aufnahme des Öls verwendet werden. Nicht direkt mit dem Finger auf die Einfüllöffnung fassen!

Das Stomaöl ist ausschließlich patientenbezogen zu verwenden!

Achtung!

Stomaöl niemals direkt in die Atemöffnung träufeln!

Stomaöl erhöht die Gleitfähigkeit der Trachealkanüle. Sie werden merken, dass sich diese spürbar leichter und angenehmer einführen lässt. Durch den Tropfverschluss ist ein sparsames und gezieltes Dosieren des Stomaöls möglich.

Bitte beachten Sie das Haltbarkeitsdatum (siehe Flaschenboden) und verwenden Sie Stomaöl nicht darüber hinaus. Nach Anbruch der Flasche ist das Stomaöl 30 Tage gebrauchsfähig.

Stomaöl ist für Trachealkanülen aus Silber und Kunststoff geeignet; die Pflegehinweise des jeweiligen Kanülenherstellers sollten vor dem erstmaligen Gebrauch des Öls jedoch unbedingt beachtet werden.

Stomaöl ist in Einzeldosierung von 4 ml auch als Stomaöl-Tuch Optifluid® erhältlich.

Wir empfehlen diese Produktvariante für die Verwendung unterwegs/auf Reisen und für Pflegeeinrichtungen sowie Kliniken.

Inhaltsstoffe:

Triglyceride (Neutralfette), gemischt

Inhalt: 100 ml

ANDREAS FAHL

MEDIZINTECHNIK-VERTRIEB GMBH

August-Horch-Straße 4a · D-51149 Köln · **Telefon 0 22 03/29 80-0**

Fax 022 03/29 80-100 · e-mail vertrieb@fahl.de · Postfach 92 03 44 · 51153 Köln

Art.-Nr./REF

31500



0482

